




Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero CAT, 4 ml, cierre rojo, (LxØ):
75 x 13 mm, con etiqueta de papel



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1924.100
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 4 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: rojo, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	rojo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
S-Monovette® Suero CAT, 4 ml, cierre rojo, (LxØ):
75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.005 kg
Peso de la caja	3.26 kg
EAN de la caja interna	4038917134415
EAN de la caja	4038917025676

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

