



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero CAT, 4 ml, cierre blanco,**  
**(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	04.1924
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 4 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/blanco, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/blanco
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

### S-Monovette® Suero CAT, 4 ml, cierre blanco, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Página 2

Impermeable sí  
Conexión tapón roscado con membrana

#### Dimensiones

Volumen nominal 4 ml  
Diámetro 13 mm  
Longitud incluido el tapón 91 mm  
Longitud sin tapón 75 mm  
Longitud con tapón y émbolo 112 mm

#### Material y colores

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre blanco  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

#### Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

#### Presentación

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 39000  
Profundidad caja interior 171 mm  
Ancho de la caja interior 116 mm  
Altura de la caja interior 73 mm  
Profundidad de la caja 388 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® Suero CAT, 4 ml, cierre blanco,**  
**(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 3**

Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0188 cbm
Peso del producto	0.005 kg
Peso de la caja	3.24 kg
EAN de la caja interna	4038917247627
EAN de la caja	4038917247610

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**