



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 4,9 ml, cierre rojo, (LxØ):**  
**90 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	04.1931.010
Descripción del artículo	S-Monovette® EDTA K3, preparación: EDTA K3, 4,9 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 90 x 13 mm, con etiqueta de papel "Blutbank", etiqueta/impresión: rojo, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	EDTA K3
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	rojo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 4,9 ml, cierre rojo, (LxØ):**  
**90 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 4.9 ml  
Diámetro 13 mm  
Longitud incluido el tapón 106 mm  
Longitud sin tapón 90 mm  
Longitud con tapón y émbolo 127 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre rojo  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 36000  
Profundidad caja interior 171 mm  
Ancho de la caja interior 130 mm  
Altura de la caja interior 73 mm  
Profundidad de la caja 388 mm  
Ancho de la caja 358 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 4,9 ml, cierre rojo, (LxØ):**  
**90 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0208 cbm
Peso del producto	0.0049 kg
Peso de la caja	3.19 kg
EAN de la caja interna	4038917134507
EAN de la caja	4038917077545

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**