

Especificaciones del producto S-Monovette® EDTA Gel K2, 4,9 ml, cierre rojo, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 04.1932.001

Descripción del artículo S-Monovette® EDTA Gel K2, preparación: K2 EDTA Gel,

4,9 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 90 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: rojo, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción venosa

Tipo de preparación K2 EDTA Gel Concentración de la 1,6 mg/ml sangre

preparación

Código de color EU

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel

Color impresión/etiqueta rojo

Graduación escala nominal


Tapón tapón roscado con membrana

Tipo de cierre tapón de rosca

Centrifugación recomendada 2500 x g

Temperatura de centrifugación 20

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto S-Monovette[®] EDTA Gel K2, 4,9 ml, cierre rojo, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Tiempo de centrifugación 10 Min Impermeable sí

Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 4.9 ml
Diámetro 13 mm
Longitud incluido el tapón 106 mm
Longitud sin tapón 90 mm
Longitud con tapón y émbolo 127 mm

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre rojo Material de la membrana goma

Material del tubo Polipropileno (PP)

Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje caja unidades / caja interna 50 unidades / caja 500 unidades / pallet 36000 Profundidad caja interior 171 mm Ancho de la caja interior 130 mm Altura de la caja interior 73 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.






Especificaciones del producto S-Monovette® EDTA Gel K2, 4,9 ml, cierre rojo, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 358 mm
Altura de la caja 150 mm
Volumen de la caja 0.0208 cbm
Peso del producto 0.0056 kg
Peso de la caja 3.58 kg

EAN de la caja interna 4038917134521 EAN de la caja 4038917028868

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT