



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Suero CAT, 4,9 ml, cierre blanco, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	04.1934.088
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 4,9 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos 001, etiqueta/impresión: blanco/negro, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico pre-codificado
Color impresión/etiqueta	blanco/negro
Graduación	escala nominal

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Suero CAT, 4,9 ml, cierre blanco, (LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos**

**Página 2**

Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

### Dimensiones

Volumen nominal	4.9 ml
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	106 mm
Longitud sin tapón	90 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

### Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Suero CAT, 4,9 ml, cierre blanco,  
(LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico  
pre-codificado, precódigo de barras con un  
intervalo de números único de 8 dígitos y un  
prefijo de 3 dígitos**

**Página 3**

### Presentación

Pedido mínimo	20000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	36000
Profundidad caja interior	171 mm
Ancho de la caja interior	130 mm
Altura de la caja interior	73 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0208 cbm
Peso del producto	0.0054 kg
Peso de la caja	3.44 kg
EAN de la caja interna	4038917932943
EAN de la caja	4038917932950

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-21

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**