



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1934
Descripción del artículo	S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 4,9 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/blanco, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/blanco
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto

**S-Monovette® Suero CAT, 4,9 ml, cierre blanco,
(LxØ): 90 x 13 mm, con etiqueta de plástico**

Página 3

Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0208 cbm
Peso del producto	0.0054 kg
Peso de la caja	3.44 kg
EAN de la caja interna	4038917088060
EAN de la caja	4038917006200

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-02

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT