



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Suero CAT, 2,7 ml, cierre blanco, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos**

**Página 1**



### Descripción del artículo

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 04.1943.088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción del artículo | S-Monovette® Suero CAT, preparación: Activador de coagulación, 2,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos 003, etiqueta/impresión: blanco/negro, 50 unidades/caja, estéril |

### Características del producto

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de extracción       | venosa                                  |
| Tipo de preparación      | Activador de coagulación                |
| Código de color          | EU                                      |
| Etiqueta/ Impresión      | con etiqueta de plástico pre-codificado |
| Color impresión/etiqueta | blanco/negro                            |
| Graduación               | escala nominal                          |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® Suero CAT, 2,7 ml, cierre blanco,  
(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico  
pre-codificado, precódigo de barras con un  
intervalo de números único de 8 dígitos y un  
prefijo de 3 dígitos**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tapón                         | tapón roscado con membrana |
| Tipo de cierre                | tapón de rosca             |
| Centrifugación recomendada    | 2000 x g                   |
| Temperatura de centrifugación | 20                         |
| Tiempo de centrifugación      | 10 Min                     |
| Impermeable                   | sí                         |
| Conexión                      | tapón roscado con membrana |

### Dimensiones

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Volumen nominal             | 2.7 ml |
| Diámetro                    | 13 mm  |
| Longitud incluido el tapón  | 91 mm  |
| Longitud sin tapón          | 75 mm  |
| Longitud con tapón y émbolo | 112 mm |

### Material y colores

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Color del producto      | transparente                         |
| Material de cierre      | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre        | blanco                               |
| Material de la membrana | goma                                 |
| Material del tubo       | Polipropileno (PP)                   |
| Material del pistón     | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo     | Poliestireno (PS)                    |

### Pureza y certificación

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA, ADR                  |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE   |
| Certificación CE      | CE                         |
| Estándar de pureza    | estéril                    |
| Esterilización        | Irradiación con electrones |
| Con lotes             | sí                         |

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.





## Especificaciones del producto

Página 3

**S-Monovette® Suero CAT, 2,7 ml, cierre blanco,  
(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico  
pre-codificado, precódigo de barras con un  
intervalo de números único de 8 dígitos y un  
prefijo de 3 dígitos**

### Presentación

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 20000         |
| Tipo de embalaje           | caja          |
| unidades / caja interna    | 50            |
| unidades / caja            | 500           |
| unidades / pallet          | 39000         |
| Profundidad caja interior  | 171 mm        |
| Ancho de la caja interior  | 116 mm        |
| Altura de la caja interior | 73 mm         |
| Profundidad de la caja     | 388 mm        |
| Ancho de la caja           | 358 mm        |
| Altura de la caja          | 135 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0188 cbm    |
| Peso del producto          | 0.0046 kg     |
| Peso de la caja            | 3.03 kg       |
| EAN de la caja interna     | 4038917949293 |
| EAN de la caja             | 4038917949309 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-17

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**