



Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K3, 1,8 ml, cierre rojo, (LxØ):
65 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1951
Descripción del artículo	S-Monovette® EDTA K3, K3E, preparación: EDTA K3, 1,8 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/rojo, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	EDTA K3
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/rojo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2024-03-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K3, 1,8 ml, cierre rojo, (LxØ):
65 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Página 2

Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 1.8 ml
Diámetro 13 mm
Longitud incluido el tapón 81 mm
Longitud sin tapón 65 mm
Longitud con tapón y émbolo 102 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre rojo
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 42000
Profundidad caja interior 171 mm
Ancho de la caja interior 105 mm
Altura de la caja interior 73 mm
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 358 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2024-03-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K3, 1,8 ml, cierre rojo, (LxØ):
65 x 13 mm, con etiqueta de plástico

Página 3

Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0174 cbm
Peso del producto	0.0039 kg
Peso de la caja	2.63 kg
EAN de la caja interna	4038917415477
EAN de la caja	4038917415460

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2024-03-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT