

Especificaciones del producto

S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 2,7 ml, cierre amarillo, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 05.1073

Descripción del artículo S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, preparación: Fluoruro +

EDTA, 2,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre

amarillo, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm,

con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/amarillo, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción venosa

Tipo de preparación Fluoruro + EDTA

Concentración de la 1,0 mg/ml sangre + 1,2 mg/ml sangre

preparación

Código de color EU

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de plástico Color impresión/etiqueta transparente/amarillo

Graduación escala nominal

Tapón tapón roscado con membrana

Tipo de cierre tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 2,7 ml, cierre amarillo, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico

Página 2

Centrifugación recomendada 2000 x g

Temperatura de centrifugación 20 Tiempo de centrifugación 9 Min Impermeable sí

Conexión tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal 2.7 ml
Diámetro 11 mm
Longitud incluido el tapón 82 mm
Longitud sin tapón 66 mm
Longitud con tapón y émbolo 103 mm

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre amarillo Material de la membrana goma

Material del tubo Polipropileno (PP)

Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 56000

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto

S-Monovette® Fluoruro/EDTA FE, 2,7 ml, cierre amarillo, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico

Página 3

Profundidad caja interior 145 mm Ancho de la caja interior 108 mm Altura de la caja interior 63 mm Profundidad de la caja 333 mm Ancho de la caja 303 mm Altura de la caja 125 mm Volumen de la caja 0.0126 cbm Peso del producto 0.0038 kg Peso de la caja 2.46 kg

EAN de la caja interna 4038917085274 EAN de la caja 4038917003971

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

