



Descripción del artículo

Número de pedido	05.1081
Descripción del artículo	S-Monovette® EDTA K3, preparación: EDTA K3, 1,6 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/rojo, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	EDTA K3
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/rojo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
S-Monovette® EDTA K3, 1,6 ml, cierre rojo, (LxØ):
66 x 11 mm, con etiqueta de plástico

Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0036 kg
Peso de la caja	2.35 kg
EAN de la caja interna	4038917404006
EAN de la caja	4038917403993

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

