



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K2, 1,2 ml, cierre violeta,**  
**(LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	06.1660.100
Descripción del artículo	S-Monovette® EDTA K2, preparación: EDTA K2, 1,2 ml, tapón roscado con membrana, cierre violeta, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: blanco/violeta, 50 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	EDTA K2
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	blanco/violeta
Graduación	sí
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2023-06-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K2, 1,2 ml, cierre violeta,**  
**(LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 2**

Conexión tapón roscado con membrana

**Dimensiones**

Volumen nominal 1.2 ml  
Diámetro 8 mm  
Longitud incluido el tapón 82 mm  
Longitud sin tapón 66 mm  
Longitud con tapón y émbolo 103 mm

**Material y colores**

Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre violeta  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polipropileno (PP)  
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Material del émbolo Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA, ADR  
Categoría de producto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación con electrones  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 56000  
Profundidad caja interior 145 mm  
Ancho de la caja interior 108 mm  
Altura de la caja interior 63 mm  
Profundidad de la caja 333 mm  
Ancho de la caja 303 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2023-06-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K2, 1,2 ml, cierre violeta,**  
**(LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico**

**Página 3**

Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0033 kg
Peso de la caja	2.18 kg
EAN de la caja interna	4038917322737
EAN de la caja	4038917322720

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2023-06-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**