



Especificaciones del producto

S-Monovette® Heparina de litio gel LH, 1,1 ml, cierre verde, (LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	06.1669.100
Descripción del artículo	S-Monovette® Heparina de litio gel LH, preparación: Heparina de litio gel, 1,1 ml, tapón roscado con membrana, cierre verde, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: blanco/verde, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Heparina de litio gel
Concentración de la preparación	35 UI/ml sangre
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	blanco/verde
Graduación	sí
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

S-Monovette® Heparina de litio gel LH, 1,1 ml, cierre verde, (LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de plástico

Página 2

Centrifugación recomendada	2500 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	15 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	1.1 ml
Diámetro	8 mm
Longitud incluido el tapón	82 mm
Longitud sin tapón	66 mm
Longitud con tapón y émbolo	103 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	goma
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	56000

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**S-Monovette® Heparina de litio gel LH, 1,1 ml,
cierre verde, (LxØ): 66 x 8 mm, con etiqueta de
plástico**

Página 3

Profundidad caja interior	145 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	63 mm
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0033 kg
Peso de la caja	2.19 kg
EAN de la caja interna	4038917271837
EAN de la caja	4038917271820

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT