



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	76.561
Descripción del artículo	Tapa a presión, adecuada para vaso de 250 ml 75.560, material: PS, altamente transparente, 50 unidades/bolsa tubular

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapa a presión
Indicado para	vaso de 250 ml 75.560

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	altamente transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tapa a presión, adecuada para vaso de 250 ml**  
**75.560, PS, altamente transparente**

**Página 2**

**Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa tubular
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	423 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	185 mm
Volumen de la caja	0.0167 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	0.91 kg
EAN de la caja interna	4038917339926
EAN de la caja	4038917339919

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**