



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® RNA Exact, máx. 2,4 ml, cierre verde, (LxØ): 100 x 15 mm, con etiqueta de papel**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	01.2048.001
Descripción del artículo	S-Monovette® RNA Exact, preparación: RNA estabilizador, máx. 2,4 ml, tapón roscado con membrana, cierre verde, (LxØ) sin tapón: 100 x 15 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: verde, 20 unidades/caja, estéril

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	RNA estabilizador
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	verde
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-12-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**S-Monovette® RNA Exact, máx. 2,4 ml, cierre verde, (LxØ): 100 x 15 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

### Dimensiones

Volumen máx.	2.4 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	116 mm
Longitud sin tapón	100 mm
Longitud con tapón y émbolo	136 mm

### Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	20
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	20
unidades / caja	80
unidades / pallet	8640
Profundidad caja interior	184 mm
Ancho de la caja interior	141 mm
Altura de la caja interior	83 mm
Profundidad de la caja	402 mm
Ancho de la caja	297 mm
Altura de la caja	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-12-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® RNA Exact, máx. 2,4 ml, cierre verde, (LxØ): 100 x 15 mm, con etiqueta de papel**

**Página 3**

Volumen de la caja	0.0119 cbm
Peso del producto	0.0149 kg
Peso de la caja	1.86 kg
EAN de la caja interna	4038917550475
EAN de la caja	4038917550468

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-12-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**