



Especificaciones del producto
Monovette® Luer neutral, 9 ml, cierre neutro,
(LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	02.226.160
Descripción del artículo	Monovette® Luer neutral, sin preparación, 9 ml, cierre neutro, (LxØ) sin tapón: 92 x 16 mm, con etiqueta de papel, etiqueta / impresión: negra, extracción de sangre venosa en animales, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	sin preparación
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de tapón	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa en animales
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min
Conexión	Luer

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-01-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® Luer neutral, 9 ml, cierre neutro,
(LxØ): 92 x 16 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	9 ml
Diámetro	16 mm
Altura del producto	92 mm
Longitud del producto	92 mm
Longitud incluido el tapón	117 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tapón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	20000
Volumen de la caja	0,0382 cbm
Peso del producto	0,0101 kg
Peso de la caja	5,3 kg
EAN de la caja interna	4038917104326
EAN de la caja	4038917032254

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-01-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT