



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 2,6 ml, cierre rojo, (LxØ):**  
**65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 1**

### Descripción del artículo

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Número de pedido         | 04.1901.021  |
| Descripción del artículo | S-Monovette® EDTA K3, preparación: EDTA K3, 2,6 ml, tapón roscado con membrana, cierre rojo, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 65 x 13 mm, con etiqueta de papel, etiqueta / impresión: rojo, 1 unidades/blíster, estéril |

### Características del producto

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tipo de extracción              | venosa                     |
| Tipo de preparación             | EDTA K3                    |
| Concentración de la preparación | 1,6 mg/ml sangre           |
| Código de color                 | EU                         |
| Etiqueta/ Impresión             | con etiqueta de papel      |
| Color impresión/etiqueta        | rojo                       |
| Graduación                      | escala nominal             |
| Tapón                           | tapón roscado con membrana |
| Tipo de tapón                   | tapón de rosca             |
| Impermeable                     | sí                         |
| Conexión                        | tapón roscado con membrana |

### Dimensiones

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Volumen nominal             | 2,6 ml |
| Diámetro                    | 13 mm  |
| Longitud incluido el tapón  | 81 mm  |
| Longitud sin tapón          | 65 mm  |
| Longitud con tapón y émbolo | 102 mm |

### Material y colores

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Color del producto      | transparente                         |
| Material del tapón      | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre        | rojo                                 |
| Material de la membrana | goma                                 |
| Material del tubo       | Polipropileno (PP)                   |
| Material del pistón     | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Material del émbolo     | Poliestireno (PS)                    |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-01-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**S-Monovette® EDTA K3, 2,6 ml, cierre rojo, (LxØ):**  
**65 x 13 mm, con etiqueta de papel**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA, ADR                  |
| Categoría de producto | Diagnóstico in vitro, CE   |
| Certificación CE      | CE                         |
| Estándar de pureza    | estéril                    |
| Esterilización        | Irradiación con electrones |
| Con lotes             | sí                         |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 500           |
| Tipo de embalaje        | blíster       |
| unidades / caja interna | 100           |
| unidades / caja         | 500           |
| unidades / pallet       | 18000         |
| Profundidad de la caja  | 578 mm        |
| Ancho de la caja        | 368 mm        |
| Altura de la caja       | 195 mm        |
| Volumen de la caja      | 0,0415 cbm    |
| Peso del producto       | 0,004 kg      |
| Peso de la caja         | 3,36 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917134163 |
| EAN de la caja          | 4038917079884 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-01-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**