



Especificaciones del producto

**S-Monovette® Citrato 3,2%, 1,8 ml, cierre verde,
(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	04.1955
Descripción del artículo	S-Monovette® Citrato 3,2%, preparación: Solución de citrato trisódico, 1,8 ml, tapón roscado con membrana, cierre verde, código de color EU, (LxØ) sin tapón: 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta / impresión: transparente/verde, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Solución de citrato trisódico
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/verde
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de tapón	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	3000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-01-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**S-Monovette® Citrato 3,2%, 1,8 ml, cierre verde,
(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico**

Página 2

Temperatura de centrifugación	20 °C
Tiempo de centrifugación	10 Min
Impermeable	sí
Conexión	tapón roscado con membrana

Dimensiones

Volumen nominal	1,8 ml
Diámetro	13 mm
Longitud incluido el tapón	91 mm
Longitud sin tapón	75 mm
Longitud con tapón y émbolo	112 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material del tapón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	39000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	358 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-01-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**S-Monovette® Citrato 3,2%, 1,8 ml, cierre verde,
(LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de plástico**

Página 3

Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0,0188 cbm
Peso del producto	0,0048 kg
Peso de la caja	3,16 kg
EAN de la caja interna	4038917415880
EAN de la caja	4038917415873

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-01-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT