




Descripción del artículo

Número de pedido	05.1729
Descripción del artículo	S-Monovette® neutra Z, sin preparación, 2,7 ml, tapón roscado con membrana, cierre blanco, código de color ISO, (LxØ) sin tapón: 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: blanco, 50 unidades/caja, estéril

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	sin preparación
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Centrifugación recomendada	2000 x g
Temperatura de centrifugación	20
Tiempo de centrifugación	10 Min
Codificar color	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
S-Monovette® neutra Z, 2,7 ml, cierre blanco,
(LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico

Página 3

Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.0038 kg
Peso de la caja	2.43 kg
EAN de la caja interna	4038917240895
EAN de la caja	4038917240888

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-20

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT