



Descripción del artículo

Número de pedido	51.5100.100
Descripción del artículo	S-Monovette® POC Collect Kit, cierre verde, con etiqueta de papel, etiqueta / impresión: verde, componentes del kit: 1 S-Monovette® 1,2 ml Heparina de litio (verde), 1 POCT DISPENSER y 1 multiadaptador Luer-Lock

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	verde

Material y colores

Color del producto	transparente
Color del cierre	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	4800
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0,0135 cbm
Peso del producto	0,0091 kg
Peso de la caja	0,86 kg
EAN de la caja interna	4038917398763
EAN de la caja	4038917398756

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

