

Especificaciones del producto Tubo de muestras, Suero CAT, 7 ml, cierre negra, (LxØ): 100 x 13 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 29.373

Descripción del artículo Tubo de muestras, volumen nominal: 7 ml, cierre negra,

> preparación: Activador de coagulación, tapón a presión, (LxØ): 100 x 13 mm, fondo redondo, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de preparación Activador de coagulación

Código de color EU Graduación no

Tipo de cierre tapón a presión Forma del fondo fondo redondo

Centrifugación recomendada 2000 x g Tiempo de centrifugación 10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



2024-05-14

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto Tubo de muestras, Suero CAT, 7 ml, cierre negra, (LxØ): 100 x 13 mm

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal 7 ml
Diámetro 13 mm
Longitud del producto 100 mm
Longitud sin tapón 100 mm

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de baja densidad (LD-PE)

Color del cierre negra

Material del tubo Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 100 unidades / caja 1000 unidades / pallet 42000 Profundidad de la caja 388 mm Ancho de la caja 378 mm Altura de la caja 250 mm Volumen de la caja 0.0367 cbm Peso del producto 0.0047 kg Peso de la caja 5.22 kg

EAN de la caja interna 4038917081368 EAN de la caja 4038917335966

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

