

# Especificaciones del producto Microrrecipiente de muestras Heparina de litio LH, 1,3 ml, tapón de rosca, ISO

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido 41.1393.105

Descripción del artículo Microrrecipiente de muestras Heparina de litio LH,

extracción de sangre venosa, preparación: Heparina de litio, volumen nominal: 1,3 ml, (LxØ) con tapón: 47 x 10,8 mm, tapón de rosca, tapón: verde, código de color ISO, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: verde, fondo cónico

con faldón, 100 unidades/bolsa

## Características del producto

Tipo de extracción venosa

Tipo de preparación Heparina de litio Concentración de la 25 Ul/ml sangre

preparación

Código de color ISO

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel

Color impresión/etiqueta verde Graduación sí

Tipo de cierre tapón de rosca

Ámbito de aplicación extracción de sangre venosa

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

**5** 

**SARSTEDT** 



# Especificaciones del producto Microrrecipiente de muestras Heparina de litio LH, 1,3 ml, tapón de rosca, ISO

Página 2

Forma del fondo fondo cónico con faldón

Volumen de trabajo 1,3 ml Centrifugación recomendada 2000 x g Tiempo de centrifugación 5 Min

#### **Dimensiones**

Volumen nominal 1.3 ml
Diámetro 10.8 mm
Longitud del producto 47 mm
Longitud incluido el tapón 47 mm
Longitud sin tapón 45 mm

### Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polipropileno (PP)

Color del cierre verde

Material del tubo Polipropileno (PP)

### Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

#### Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 100 unidades / caja 1000 unidades / pallet 96000 Profundidad de la caja 348 mm Ancho de la caja 278 mm Altura de la caja 140 mm Volumen de la caja 0.0135 cbm Peso del producto 0.0016 kg Peso de la caja 1.93 kg

EAN de la caja interna 4038917128322

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.






# Especificaciones del producto Microrrecipiente de muestras Heparina de litio LH, 1,3 ml, tapón de rosca, ISO

Página 3

EAN de la caja

4038917021654

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

