



Descripción del artículo

Número de pedido	41.1394.005
Descripción del artículo	Microrrecipiente de muestras Fluoruro/heparina FH, extracción de sangre venosa, preparación: Fluoruro + heparina, volumen nominal: 1,3 ml, (LxØ) con tapón: 47 x 10,8 mm, tapón de rosca, tapón: amarillo, código de color EU, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: amarillo, fondo cónico con faldón, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Fluoruro + heparina
Concentración de la preparación	1,0 mg/ml sangre + 16 UI/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Microrrecipiente de muestras Fluoruro/heparina
FH, 1,3 ml, tapón de rosca, EU

Página 2

Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	1,3 ml
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min

Dimensiones

Volumen nominal	1.3 ml
Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	47 mm
Longitud incluido el tapón	47 mm
Longitud sin tapón	45 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	1.91 kg
EAN de la caja interna	4038917128346

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Microrrecipiente de muestras Fluoruro/heparina
FH, 1,3 ml, tapón de rosca, EU

Página 3

EAN de la caja

4038917021661

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT