



Descripción del artículo

Número de pedido	41.1503.005
Descripción del artículo	Microrrecipiente de muestras Heparina de litio LH, extracción de sangre venosa, preparación: Heparina de litio, volumen nominal: 1,3 ml, (LxØ) con tapón: 44 x 10,8 mm, tapón a presión, tapón: naranja, código de color EU, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: naranja, fondo cónico con faldón, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Heparina de litio
Concentración de la preparación	25 UI/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	naranja
Graduación	sí
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Microrrecipiente de muestras Heparina de litio
LH, 1,3 ml, tapón a presión, EU

Página 2

Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	1,3 ml
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min

Dimensiones

Volumen nominal	1.3 ml
Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm
Longitud incluido el tapón	44 mm
Longitud sin tapón	40 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	naranja
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	1.88 kg
EAN de la caja interna	4038917129534

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Microrrecipiente de muestras Heparina de litio
LH, 1,3 ml, tapón a presión, EU

Página 3

EAN de la caja

4038917022279

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT