



### Descripción del artículo

Número de pedido	41.1505.005
Descripción del artículo	Microrrecipiente de muestras Fluoruro/heparina FH, extracción de sangre venosa, preparación: Fluoruro + heparina, volumen nominal: 1,3 ml, (LxØ) con tapón: 44 x 10,8 mm, tapón a presión, tapón: amarillo, código de color EU, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo, fondo cónico con faldón, 100 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Fluoruro + heparina
Concentración de la preparación	1,0 mg/ml sangre + 16 UI/ml sangre
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	sí
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Microrrecipiente de muestras Fluoruro/heparina**  
**FH, 1,3 ml, tapón a presión, EU**

**Página 2**

Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	1,3 ml
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min

**Dimensiones**

Volumen nominal	1.3 ml
Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm
Longitud incluido el tapón	44 mm
Longitud sin tapón	40 mm

**Material y colores**

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	1.86 kg
EAN de la caja interna	4038917129596

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2024-03-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Microrrecipiente de muestras Fluoruro/heparina**  
**FH, 1,3 ml, tapón a presión, EU**

**Página 3**

EAN de la caja

4038917022309

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2024-03-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**