

Especificaciones del producto Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 0,5 ml, tapón a presión, EU

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 41.1506.002

Descripción del artículo Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%,

extracción de sangre venosa, preparación: Citrato 9NC, volumen nominal: 0,5 ml, (LxØ) con tapón: 44 x 10,8 mm, tapón a presión, tapón: verde, código de color EU, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: verde, fondo cónico

con faldón, 100 unidades/contenedor de poliestireno

expandido

Características del producto

Tipo de extracción venosa Tipo de preparación Citrato 9NC Concentración de la 0,106 mol/l

preparación

Código de color EU

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de plástico

Color impresión/etiqueta verde Graduación SÍ

Tapón tapón plano

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

SARSTEDT



Especificaciones del producto Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 0,5 ml, tapón a presión, EU

Página 2

Tipo de cierre tapón a presión

Ámbito de aplicación extracción de sangre venosa

Forma del fondo fondo cónico con faldón

Volumen de trabajo 0,5 ml
Centrifugación recomendada 1500 x g
Tiempo de centrifugación 10 Min

Dimensiones

Volumen nominal 0.5 ml
Diámetro 10.8 mm
Longitud del producto 44 mm
Longitud incluido el tapón 44 mm
Longitud sin tapón 40 mm

Material y colores

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de baja densidad (LD-PE)

Color del cierre verde

Material del tubo Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000

Tipo de embalaje contenedor de poliestireno expandido

unidades / caja interna 100 unidades / caja 1000 unidades / pallet 44000 Profundidad de la caja 568 mm 348 mm Ancho de la caja Altura de la caja 155 mm Volumen de la caja 0.0306 cbm Peso del producto 0.0016 kgPeso de la caja 2.38 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 0,5 ml, tapón a presión, EU

Página 3

EAN de la caja interna EAN de la caja 4038917129619 4038917029872

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-05-06

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

