



Descripción del artículo

Número de pedido	47.556.100
Descripción del artículo	Tubo de muestras, volumen nominal: 3 ml, cierre violeta, preparación: EDTA K3, tapón de rosca, (LxØ): 82 x 11,5 mm, fondo cónico con faldón, con etiqueta de papel, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de preparación	EDTA K3
Concentración de la preparación	1,6 mg/ml sangre
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	violeta
Graduación	escala nominal
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	3 ml
Diámetro	11.5 mm
Longitud del producto	82 mm
Longitud sin tapón	66 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	violeta
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	2000
unidades / pallet	72000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0028 kg
Peso de la caja	6.37 kg
EAN de la caja interna	4038917113304
EAN de la caja	4038917013987

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

