



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.1000.100
Descripción del artículo	Abridor de segmentos de tubo, para tarjetas de pruebas clínicas, material: HD-PE, blanco

### **Características del producto**

Versión	para tarjetas de pruebas clínicas
Ámbito de aplicación	Banco de sangre

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	blanco

### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o IVD	Producto para diagnóstico in vitro
Certificación CE	CE
Número de lote o de serie	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	200
unidades / caja	2000
unidades / pallet	242000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0,0123 cbm
Peso del producto	0,0018 kg
Peso de la caja	4,48 kg
EAN de la caja interna	4038917124607
EAN de la caja	4038917028585

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

