



Especificaciones del producto

Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo plano, PP, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	60.611.310
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo plano, transparente, material: PP, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa, 1.000 unidades/caja

Características del producto

Forma del fondo	fondo intermedio cónico, fondo del tubo plano
Volumen de trabajo	5 ml
Forma del tubo interno	cónico

Dimensiones

Diámetro	15.3 mm
Altura del producto	92 mm
Longitud del producto	92 mm
Longitud sin tapón	92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo plano, PP, sin cierre, 1.000 unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	30000
Volumen de la caja	0.046 cbm
Peso del producto	0.0041 kg
Peso de la caja	4.55 kg
EAN de la caja interna	4038917559799
EAN de la caja	4038917367905

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT