



## Especificaciones del producto

**Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, PP, sin cierre, 100 unidades/bolsa**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	60.612.310
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, transparente, material: PP, sin cierre, 100 unidades/bolsa, 1.000 unidades/caja

### Características del producto

Forma del fondo	fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado
Volumen de trabajo	5 ml
Forma del tubo interno	cónico

### Dimensiones

Diámetro	15.3 mm
Altura del producto	92 mm
Longitud del producto	92 mm
Longitud sin tapón	92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, fondo intermedio cónico, fondo del tubo redondeado, PP, sin cierre, 100 unidades/bolsa**

**Página 2**

### Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	40000
Volumen de la caja	0.0383 cbm
Peso del producto	0.0041 kg
Peso de la caja	4.55 kg
EAN de la caja interna	4038917367974
EAN de la caja	4038917367967

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**