



### Descripción del artículo

Número de pedido	60.612.310
Descripción del artículo	Tubo de tapón de rosca, 5 ml, 92 x 15,3 mm, con fondo intermedio, redondo, PP, sin tapón, 100 uds./bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	Con impresión
Tipo de tapón	Tapón de rosca
Versión	redondeado
Forma del fondo	Fondo intermedio redondeado
Temperatura de centrifugación	Temperatura ambiente
Forma del tubo interno	cónico
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### Dimensiones

Volumen nominal	5 ml
Diámetro	15,3 mm
Altura del producto	92 mm
Longitud del producto	92 mm
Longitud sin tapón	92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	IVD
Con lotes	Sujeto a lote

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	Bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	40000
Profundidad de la caja	413 mm
Ancho de la caja	464 mm
Altura de la caja	201 mm
Volumen de la caja	0,0382 cbm
Peso de la caja	4,54 KG
EAN de la caja interna	4038917367974
EAN de la caja	4038917367967

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

