



Especificaciones del producto

Tubo con fondo intermedio CSF, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, Low Binding, cierre incluido, estéril, 1 unidades/blíster

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	63.614.625
Descripción del artículo	Tubo con fondo intermedio CSF, volumen nominal: 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, transparente, material: PP, Low Binding, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/azul, "CSF", escala nominal, cierre incluido, azul, estéril, 1 unidades/blíster, 100 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/azul
Graduación	escala nominal
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Ejemplo de aplicación	diagnóstico de la demencia de Alzheimer
Forma del fondo	fondo redondo
Centrifugación recomendada	2000 x g
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-11-26

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Tubo con fondo intermedio CSF, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, Low Binding, cierre incluido, estéril, 1 unidades/blíster

Página 2

Temperatura de centrifugación 20
Tiempo de centrifugación 10 Min
Forma del tubo interno cónico

Dimensiones

Volumen nominal 2.5 ml
Diámetro 13 mm
Longitud del producto 75 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre azul
Material del tubo Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Esterilización por gas
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 100
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 10
unidades / caja 100
unidades / pallet 12100
Profundidad de la caja 392 mm
Ancho de la caja 257 mm
Altura de la caja 235 mm
Volumen de la caja 0.0237 cbm
Peso del producto 0.0038 kg
Peso de la caja 0.82 kg
EAN de la caja interna 4038917896641

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-11-26

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Tubo con fondo intermedio CSF, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, Low Binding, cierre incluido, estéril, 1 unidades/blíster

Página 3

EAN de la caja

4038917896658

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-11-26

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT