



## Especificaciones del producto

**Tubo con fondo intermedio CSF, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, Low Binding, cierre incluido, estéril, 1 unidades/blíster**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	63.614.625
Descripción del artículo	Tubo con fondo intermedio CSF, volumen nominal: 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, transparente, material: PP, Low Binding, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/azul, "CSF", escala nominal, cierre incluido, azul, estéril, 1 unidades/blíster, 100 unidades/caja

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/azul
Graduación	escala nominal
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Ejemplo de aplicación	diagnóstico de la demencia de Alzheimer
Forma del fondo	fondo redondo
Centrifugación recomendada	2000 x g
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**Tubo con fondo intermedio CSF, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, Low Binding, cierre incluido, estéril, 1 unidades/blíster**

**Página 2**

Temperatura de centrifugación 20  
Tiempo de centrifugación 10 Min  
Forma del tubo interno cónico

### Dimensiones

Volumen nominal 2.5 ml  
Diámetro 13 mm  
Longitud del producto 75 mm

### Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre azul  
Material del tubo Polipropileno (PP)

### Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Esterilización por gas  
Con lotes sí

### Presentación

Pedido mínimo 100  
Tipo de embalaje blíster  
unidades / caja interna 10  
unidades / caja 100  
unidades / pallet 12100  
Profundidad de la caja 392 mm  
Ancho de la caja 257 mm  
Altura de la caja 235 mm  
Volumen de la caja 0.0237 cbm  
Peso del producto 0.0038 kg  
Peso de la caja 0.82 kg  
EAN de la caja interna 4038917896641

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**Tubo con fondo intermedio CSF, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, Low Binding, cierre incluido, estéril, 1 unidades/blíster**

**Página 3**

EAN de la caja

4038917896658

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**