



Descripción del artículo

Número de pedido	51.1703.009
Descripción del artículo	Juego de formol, preparación: solución de formol tamponada 450 ml, componentes del kit: Sistema de formol con 450 ml de solución de formaldehído (4 %) y 100 S-Monovettes 9 ml, 1 unidades/caja

Características del producto

Tipo de preparación	solución de formol tamponada 450 ml
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Versión	S-Monovette® 9 ml
Ámbito de aplicación	Fijación tisular

Dimensiones

Ancho del producto	98 mm
Longitud del producto	330 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Juego de formol, solución de formol tamponada
450 ml, S-Monovette® 9 ml

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	126
Profundidad caja interior	344 mm
Ancho de la caja interior	243 mm
Altura de la caja interior	103 mm
Profundidad de la caja	355 mm
Ancho de la caja	255 mm
Altura de la caja	123 mm
Volumen de la caja	0.0111 cbm
Peso del producto	1.312 kg
Peso de la caja	1.77 kg
EAN de la caja interna	4038917336062
EAN de la caja	4038917336055

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-25

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT