



Descripción del artículo

Número de pedido 51.1703
Descripción del artículo Sistema de formol, preparación: solución de formol tamponada 450 ml, 1 unidades/caja

Características del producto

Tipo de preparación solución de formol tamponada 450 ml
Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel
Ámbito de aplicación Fijación tisular

Dimensiones

Volumen máx. 450 ml
Ancho del producto 98 mm
Longitud del producto 330 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	6
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	6
unidades / pallet	360
Profundidad caja interior	96 mm
Ancho de la caja interior	63 mm
Altura de la caja interior	255 mm
Profundidad de la caja	363 mm
Ancho de la caja	325 mm
Altura de la caja	164 mm
Volumen de la caja	0.0193 cbm
Peso del producto	0.5302 kg
Peso de la caja	4.22 kg
EAN de la caja interna	4038917336031
EAN de la caja	4038917336024

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

