



Descripción del artículo

Número de pedido	75.9924.517
Descripción del artículo	Orza, volumen de trabajo máx.: 150 ml, (LxØ): 49 x 75 mm, translúcido, material: PP

Características del producto

Ámbito de aplicación	Contenedor de almacenamiento de patología
Volumen de trabajo	150 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen máx.	150 ml
Diámetro	75 mm
Ancho del producto	75 mm
Altura del producto	49 mm
Longitud del producto	49 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido

Pureza y certificación

Libre de látex	sí
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	1260
unidades / caja interna	1260
unidades / caja	1260
unidades / pallet	30240
EAN de la caja interna	4038917155304
EAN de la caja	4038917234917

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

