



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	75.9924.518
Descripción del artículo	Orza, volumen máx.: 250 ml, (LxØ): 83 x 75 mm, translúcido, material: PP

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	Contenedor de almacenamiento de patología
Volumen de trabajo	250 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Volumen máx.	250 ml
Diámetro	75 mm
Ancho del producto	77.2 mm
Altura del producto	83 mm
Longitud del producto	83 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido

### **Pureza y certificación**

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	16000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	372 mm
Altura de la caja	438 mm
Volumen de la caja	0.0697 cbm
Peso de la caja	8.7 kg
EAN de la caja interna	4038917155311
EAN de la caja	4038917039352

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

