

Especificaciones del producto Orza, 250 ml, (LxØ): 83 x 75 mm, PP, translúcido

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 75.9924.518

Descripción del artículo Orza, volumen de trabajo máx.: 250 ml, (LxØ): 83 x 75 mm,

translúcido, material: PP

Características del producto

Ámbito de aplicación Contenedor de almacenamiento de patología


Volumen de trabajo 250 ml 121 °C Autoclavable (máx. °C)

Dimensiones

Volumen máx. 250 ml 75 mm Diámetro 77.2 mm Ancho del producto Altura del producto 83 mm Longitud del producto 83 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

válido sin la firma.







Especificaciones del producto Orza, 250 ml, (LxØ): 83 x 75 mm, PP, translúcido

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto translúcido

Pureza y certificación

Libre de látex sí Apirógeno no Ficha de seguridad no

Presentación

Pedido mínimo 500 500 unidades / caja interna unidades / caja 500 unidades / pallet 16000 Profundidad de la caja 428 mm Ancho de la caja 372 mm Altura de la caja 438 mm 0.0697 cbm Volumen de la caja

Peso de la caja 8.7 kg

EAN de la caja interna 4038917155311 EAN de la caja 4038917039352

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

