



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.1706
Descripción del artículo	Soporte mural, material: acero inoxidable, para Sistema de formol, 1 unidades/caja

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	Fijación tisular
Indicado para	Sistema de formol

### **Dimensiones**

Ancho del producto	101 mm
Longitud del producto	200 mm

### **Material y colores**

Material del producto	acero inoxidable
-----------------------	------------------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	324
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.269 kg
Peso de la caja	0.42 kg
EAN de la caja interna	4038917335461
EAN de la caja	4038917335454

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

