



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 93.853.133 |
| Descripción del artículo | Block Rack D13, para 50 recipientes, Ø orificio: 13 mm, dimensión modular: 5 x 10, verde, material: PP reciclado |

Características del producto

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Etiqueta/ Impresión | con impresión |
| Número de pocillos | 50 |
| Capacidad de almacenamiento | 50 |
| Formato | 5 x 10 |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |

Dimensiones

| | |
|-------------------------|--------|
| Diámetro de la abertura | 13 mm |
| Ancho del producto | 96 mm |
| Altura del producto | 45 mm |
| Longitud del producto | 180 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Color del producto verde

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje -
unidades / caja interna 1
unidades / caja 16
unidades / pallet 1440
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 368 mm
Altura de la caja 120 mm
Volumen de la caja 0.0176 cbm
Peso del producto 0.1724 kg
Peso de la caja 3.22 kg
EAN de la caja interna 4038917122542
EAN de la caja 4038917074049

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

