



## Descripción del artículo

Número de pedido	93.854.121
Descripción del artículo	Gradilla para S-Monovette® D12, para 50 recipientes, Ø orificio: 12 mm, dimensión modular: 10 x 5, rojo, material: PP

## Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Número de pocillos	50
Capacidad de almacenamiento	50
Formato	10 x 5
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

## Dimensiones

Diámetro de la abertura	12 mm
Ancho del producto	80 mm
Altura del producto	45 mm
Longitud del producto	152 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	rojo

### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o IVD	no es un producto sanitario   IVD
Número de lote o de serie	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja interior
unidades / caja interna	1
unidades / caja	20
unidades / pallet	1560
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	323 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0,018 cbm
Peso del producto	0,1214 kg
Peso de la caja	2,8 kg
EAN de la caja interna	4038917122641
EAN de la caja	4038917018487

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

