



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.718
Descripción del artículo	Tapa para recipiente de muestras 73.666, neutro, longitud: 8 mm, material: LD-PE, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	Tapón a presión con faldón
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	recipiente de muestras 73.666

### **Dimensiones**

Longitud del producto	8 mm
-----------------------	------

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del producto	neutro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tapa para recipiente de muestras 73.666,**  
**longitud: 8 mm, LD-PE**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	360000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	6.97 kg
EAN de la caja interna	4038917083669
EAN de la caja	4038917002561

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**