



Descripción del artículo

Número de pedido	73.641
Descripción del artículo	Recipiente de muestras, apto para analizador automático, material: PS, 1,5 ml, (LxØ): 24 x 14 mm, transparente, 1000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	analizador automático
Forma del fondo	fondo cónico

Dimensiones

Volumen máx.	1.5 ml
Diámetro	14 mm
Diámetro de la abertura	8 mm
Altura del producto	24 mm
Longitud del producto	24 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	210000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0367 cbm
Peso del producto	0.001 kg
Peso de la caja	5.37 kg
EAN de la caja interna	4038917083072
EAN de la caja	4038917002042

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

