



Descripción del artículo

Número de pedido	73.646
Descripción del artículo	Recipiente de muestras, apto para analizador automático, material: PS, 3.5 ml, (LxØ): 38 x 14 mm, transparente, 1000 unidades/caja interior

Características del producto

Graduación	no
Tipo de tapón	tapón a presión
Indicado para	analizador automático
Forma del fondo	fondo cónico

Dimensiones

Volumen máx.	3,5 ml
Diámetro	14 mm
Diámetro de la abertura	8 mm
Altura del producto	38 mm
Longitud del producto	38 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o Producto para diagnóstico in vitro
IVD
Certificación CE CE
Número de lote o de serie sí

Presentación

Pedido mínimo 5000
Tipo de embalaje caja interior
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 5000
unidades / pallet 120000
Profundidad de la caja 398 mm
Ancho de la caja 398 mm
Altura de la caja 415 mm
Volumen de la caja 0,0657 cbm
Peso del producto 0,0018 kg
Peso de la caja 9,62 kg
EAN de la caja interna 4038917083096
EAN de la caja 4038917002066

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

