



### Descripción del artículo

Número de pedido	73.646
Descripción del artículo	Recipiente de muestras, apto para analizador automático, material: PS, 3,5 ml, (LxØ): 38 x 14 mm, transparente, 1.000 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Indicado para	analizador automático
Forma del fondo	fondo cónico

### Dimensiones

Volumen máx.	3.5 ml
Diámetro	14 mm
Diámetro de la abertura	8 mm
Altura del producto	38 mm
Longitud del producto	38 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	5000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	5000
unidades / pallet	120000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0018 kg
Peso de la caja	9.62 kg
EAN de la caja interna	4038917083096
EAN de la caja	4038917002066

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

