



Descripción del artículo

Número de pedido	73.662.500
Descripción del artículo	Frasquitos de centelleo, material: HD-PE, 20 ml, (LxØ): 58 x 27 mm, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano

Dimensiones

Volumen máx.	20 ml
Diámetro	27 mm
Diámetro de la abertura	17 mm
Altura del producto	58 mm
Longitud del producto	58 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	21000
Volumen de la caja	0.0366 cbm
Peso del producto	0.006 kg
Peso de la caja	4 kg
EAN de la caja interna	4038917115728
EAN de la caja	4038917014861

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

