



Especificaciones del producto
Monovette® LCR/CSF, 10 ml, cierre azul, (LxØ):
102 x 15 mm, 1 unidades/blíster

Página 1

Descripción del artículo

Número de pedido	10.252.027
Descripción del artículo	Monovette® LCR/CSF, volumen nominal: 10 ml, sin preparación, recogida y conservación de muestras diagnósticas, (LxØ): 102 x 15 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre azul, con etiqueta de papel, "Liquor/Cerebrospinal Fluid", estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	azul
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Ejemplo de aplicación	LCR, obtención, transporte y almacenamiento de LCR
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	10 ml
Conexión	Luer (m)

Dimensiones

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	117 mm
Longitud sin tapón	102 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	azul
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-15

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® LCR/CSF, 10 ml, cierre azul, (LxØ):
102 x 15 mm, 1 unidades/blíster

Página 2

Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	13500
Profundidad caja interior	351 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	778 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.0077 kg
Peso de la caja	5.46 kg
EAN de la caja interna	4038917104487
EAN de la caja	4038917040334

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-15

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT