




Descripción del artículo

Número de pedido	14.1218
Descripción del artículo	Haemo-Diff® , con borde para frotis, para la elaboración de frotis sanguíneos, 500 unidades/caja

Características del producto

Versión	con borde para frotis
Ámbito de aplicación	Frotis de sangre
Conexión	S-Monovette®

Dimensiones

Longitud del producto	21 mm
-----------------------	-------

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	216000
Profundidad caja interior	191 mm
Ancho de la caja interior	129 mm
Altura de la caja interior	129 mm
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.016 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	3.27 kg
EAN de la caja interna	4038917085830
EAN de la caja	4038917004466

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
 Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
 totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
 notificación previa.

