




Descripción del artículo

Número de pedido	60.9924.952
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 99 x 16 mm, material: SAN, fondo redondo, altamente transparente, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, 4 casillas impresas, con escala, estéril, 4 unidades/blíster

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	12 ml

Dimensiones

Volumen máx.	12 ml
Diámetro	16 mm
Diámetro de la abertura	14 mm
Altura del producto	99 mm
Longitud del producto	99 mm
Longitud sin tapón	99 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Estireno acrilonitrilo (SAN)
Color del producto	altamente transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	250
unidades / caja	250
unidades / pallet	4000
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	373 mm
Volumen de la caja	0.0834 cbm
Peso del producto	0.0257 kg
Peso de la caja	7.2 kg
EAN de la caja interna	4038917155472
EAN de la caja	4038917357937

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

