




Especificaciones del producto
Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, PP,
con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	62.610.018
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, HD-PE, tapón: neutro, cierre montado, con impresión, etiqueta / impresión: verde, con escala, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	verde
Graduación	sí
Tipo de tapón	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-01-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, PP,
con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 15,3 mm
Longitud del producto 92 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material del tapón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre neutro
Material del tubo Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA
Categoría de producto Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 100
unidades / caja 500
unidades / pallet 13500
Profundidad caja interior 351 mm
Ancho de la caja interior 151 mm
Altura de la caja interior 171 mm
Profundidad de la caja 778 mm
Ancho de la caja 368 mm
Altura de la caja 195 mm
Volumen de la caja 0,0558 cbm
Peso del producto 0,0052 kg
Peso de la caja 4,23 kg
EAN de la caja interna 4038917233132
EAN de la caja 4038917233101

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-01-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT