



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	73.834
Descripción del artículo	Cubeta y bola, apto para coagulómetro KC Amelung (makro), material: PS, longitud: 23 mm, transparente, 1.000 cubetas/bolsa y 1.000 bolas de acero/frasco

### **Características del producto**

Graduación	no
Indicado para	coagulómetro KC Amelung (makro)
Forma del fondo	fondo plano

### **Dimensiones**

Diámetro de la abertura	10 mm
Longitud del producto	23 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Cubeta y bola, apto para coagulómetro KC**  
**Amelung (makro), transparente**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no regulado  
Certificación CE sin marca CE  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 2000  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 216000  
Profundidad de la caja 308 mm  
Ancho de la caja 223 mm  
Altura de la caja 195 mm  
Volumen de la caja 0.0134 cbm  
Peso del producto 0.0008 kg  
Peso de la caja 1.8 kg  
EAN de la caja interna 4038917084321  
EAN de la caja 4038917003186

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2026-03-10

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**